

Manuel d'utilisation

Recommandations gériatrie



Module Recommandations Gériatrie

USAGE ATTENDU

Le module **“Recommandations gériatrie”** favorise le bon usage du médicament par la sécurisation des prescriptions chez les patients âgés de plus de 65 ans.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans **la prise en charge médicamenteuse des patients** (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Il permet de connaître les médicaments potentiellement inappropriés chez les patients âgés de plus de 65 ans ainsi que les recommandations associées.

Les données sont issues de la deuxième version des critères STOPP/START¹

PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

Aucune formation n'est nécessaire avant l'utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.

MODALITÉS D'UTILISATION

Une fois les médicaments de l'ordonnance saisis, cliquez sur le bouton **“Recommandations gériatrie”**.

Pour chaque médicament concerné, les critères STOPP s'affichent.

Interactions

Terrains

Recommandations gériatrie

Effets indésirables

Situations devant conduire à un arrêt de traitement pour les + de 65 ans

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

Digoxine :

 **DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg**

- Décompensation d'une insuffisance cardiaque avec FEVG conservée
- Dose $\geq 250 \mu\text{g/j}$ si insuffisance rénale sévère (DFG (débit de filtration glomérulaire) $< 30\text{ml/min}$)

¹O'Mahony, D., et al., STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2

Module Recommandations Gériatrie

MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse contact@synapse-medicine.com

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

Notice Recommandations gériatrie -version du 24 janvier 2023